# Primo, Duo, Trio, Quattro, Quattro Tandem



Montage- und Gebrauchsanweisung





## Inhalt

Wi	chtig	e Informationen		М	ontag	e	
1	Zu die	esem Dokument	3	6	Vorau	ssetzungen	22
	1.1	Warnhinweise und Symbole	3		6.1	Aufstellungsraum	22
	1.2	Urheberrechtlicher Hinweis	4		6.2	Aufstellung	22
2	Siche	rheit	4		6.3	Angaben zum Elektroanschluss.	22
	2.1	Zweckbestimmung	4	7	Trans	port	23
	2.2	Bestimmungsgemäße Verwen-		8	Mont	age Quattro Tandem	23
		dung	4	9		lation	24
	2.3	Nicht bestimmungsgemäße Ver-	E	Ū	9.1	Transportsicherung entfernen	24
	2.4	wendung	5 5		9.2	Druckluftanschluss herstellen	24
	2.5	Fachpersonal	5		9.3	Druckminderer	24
	2.6	Schutz vor elektrischem Strom.	5		9.4	Auffangschale unterstellen	24
	2.7	Meldepflicht von schwerwiegen-	O		9.5	Elektrischer Anschluss	24
		den Vorfällen	5	10	Inbet	riebnahme	25
	2.8	Nur Originalteile verwenden	5		10.1	Motorschutzschalter überprüfen .	25
	2.9	Transport	6		10.2	Ein-/Ausschaltdruck prüfen	26
	2.10	Entsorgung	6		10.3	Sicherheitsventil überprüfen	26
	<b>N</b>				10.4	Kondensat ablassen	27
Ш					10.5	Fließdruck am Druckminderer	
D×	a duda	th a a chuaibu ma				einstellen	27
		tbeschreibung	_	11	Einste	ellmöglichkeiten	28
3		sicht	7		11.1	Druckschalter einstellen	28
	3.1	Lieferumfang	7		11.2	Motorschutzschalter einstellen	28
	3.2	Optionale Artikel	7 7	12	Schal	tpläne	30
	3.3	Verschleiß- und Ersatzteile			12.1	Ausführung in 1/N/PE AC	
4		nische Daten	8			110-127 V, 230 V	30
	4.1	Primo	8		12.2	Ausführung in 3/N/PE AC 400 V.	30
	4.2	Duo	10		12.3	Ausführung in 3/N/PE AC 230 V, Quattro Tandem	01
	4.3 4.4	Duo	12 14			Qualifo failueiti	31
	4.4	Quattro	16				
	4.6	Quattro Tandem	18		3		
	4.7	Abstand Gummifüße	20	Ge	brau	ch	
	4.8	Typenschild	20	13	Bedie	enung	32
	4.9	Konformitätsbewertung	20		13.1	Gerät ein-/ausschalten	32
5	Funkt	ion	21	14	Wartı	ıng	33
Ū	5.1	Duo mit Membran-Trocknungs-		1-7	14.1	Wartungsplan	33
	J	anlage	21		14.2	Verschleiß- und Ersatzteile	33

35

14.3 Filter wechseln . . . . . . . . . . . . . . . .

15	<b>Stillle</b> 15.1 15.2	gung Gerät stilllegen Gerät lagern	36 36 36
E	hlersi	John	
ге	mers	uche	
16	Tipps	für Anwender und Techniker	37
Ø			
An	hang		
17	Überg	abeprotokoll	39

## Wichtige Informationen

### Zu diesem Dokument

Diese Montage- und Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Gerätes.



Bei Nichtbeachtung der Anweisungen und Hinweise in dieser Montage- und Gebrauchsanweisung übernimmt Dürr Dental keinerlei Gewährleistung oder Haftung für den sicheren Betrieb und die sichere Funktion des Geräts.

Die deutsche Montage- und Gebrauchsanweisung ist die Originalanleitung. Alle anderen Sprachen sind Übersetzungen der Originalanleitung. Diese Montage- und Gebrauchsanweisung gilt für:

#### Primo

Bestellnummer: 5152-01

Duo

Bestellnummer: 5252100001; 5252-01;

5252-01/Service; 5252-51

Trio

Bestellnummer: 5352-01; 5352100001

Quattro

Bestellnummer: 5452-51: 5452100001

Quattro Tandem

Bestellnummer: 4682-52: 4682-53

#### 1.1 Warnhinweise und Symbole

#### Warnhinweise

Die Warnhinweise in diesem Dokument weisen auf mögliche Gefahr von Personen- und Sachschäden hin.

Sie sind mit folgenden Warnsymbolen gekennzeichnet:



Allgemeines Warnsymbol



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



Warnung vor heißen Oberflächen



Warnung vor selbstständigem Anlaufen des Gerätes

Die Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:



#### **SIGNALWORT**

#### Beschreibung der Art und Quelle der Gefahr

Hier stehen die möglichen Folgen bei Missachtung des Warnhinweises

Diese Maßnahmen beachten, um die Gefahr zu vermeiden.

Mit dem Signalwort unterscheiden die Warnhinweise vier Gefahrenstufen:

#### - GEFAHR

Unmittelbare Gefahr von schweren Verletzungen oder Tod

#### WARNUNG

Mögliche Gefahr von schweren Verletzungen oder Tod

#### VORSICHT

Gefahr von leichten Verletzungen

#### ACHTUNG

Gefahr von umfangreichen Sachschäden

#### Weitere Symbole

Diese Symbole werden im Dokument und auf oder in dem Gerät verwendet:



Hinweis, z. B. besondere Angaben hinsichtlich der wirtschaftlichen Verwendung des Gerätes.



Gebrauchsanweisung beachten.



Gerät spannungsfrei schalten.



Elektronische Begleitpapiere beachten.





Nach EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) sachgerecht entsorgen.



( € xxx CE-Kennzeichnung mit Nummer der benannten Stelle



Bestellnummer



Seriennummer



Medizinprodukt



HIBC

Health Industry Bar Code (HIBC)



Hersteller

#### 1.2 Urheberrechtlicher Hinweis

Alle angegebenen Schaltungen, Verfahren, Namen, Softwareprogramme und Geräte sind urheberrechtlich geschützt.

Der Nachdruck der Montage- und Gebrauchsanweisung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung von Dürr Dental gestattet.

## 2 Sicherheit

Dürr Dental hat das Gerät so entwickelt und konstruiert, dass Gefährdungen bei bestimmungsgemäßer Verwendung weitgehend ausgeschlossen sind.

Trotzdem kann es zu folgenden Restrisiken kommen:

- Personenschaden durch Fehlbenutzung/Missbrauch
- Personenschaden durch mechanische Einwirkungen
- Personenschaden durch elektrische Spannung
- Personenschaden durch Strahlung
- Personenschaden durch Brand
- Personenschaden durch thermische Einwirkung auf die Haut
- Personenschaden durch mangelnde Hygiene,
   z. B. Infektion



#### WARNUNG

### Emphysembildung

Durch unvorsichtige Handhabung kann Weichteilgewebe geschädigt werden.

Nicht länger als erforderlich an der zu behandelnden Stelle verharren.

## 2.1 Zweckbestimmung

Der Kompressor ist für die Bereitstellung von komprimierter Luft für dentalmedizinische Anwendungen bestimmt.

# Bestimmungsgemäße Verwendung

Die vom Kompressor bereitgestellte Luft ist zum Antrieb von dentalen Werkzeugen geeignet. Die vom Kompressor erzeugte Druckluft wird an das Rohrleitungssystem der Praxis abgegeben. Das gesamte Druckluftsystem muss so beschaffen sein, dass die Qualität der vom Kompressor erzeugten Druckluft nicht beeinträchtigt wird. Unter dieser Voraussetzung ist die vom Kompressor bereitgestellte Luft auch zum Trockenblasen bei Präparationen am Zahn geeignet.



## 2.3 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.



#### WARNUNG

## Explosionsgefahr durch Entzündung brennbarer Stoffe

- Gerät nicht in Räumen betreiben, in denen sich brennbare Gemische befinden. z. B. in Operationsräumen.
- Gerät ist nicht für die Versorgung von Beatmungsgeräten geeignet.
- Gerät ist nicht zur Ansaugung von Flüssigkeiten oder Verdichtung von explosionsfähigen und aggressiven Gasen bestimmt.

## 2.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Deim Betrieb des Gerätes die Richtlinien, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften beachten, die am Einsatzort gelten.
- Vor jeder Anwendung Funktion und Zustand des Gerätes prüfen.
- > Gerät nicht umbauen oder verändern.
- > Montage- und Gebrauchsanweisung beachten.
- Montage- und Gebrauchsanweisung für den Anwender jederzeit zugänglich beim Gerät bereitstellen.

## 2.5 Fachpersonal

#### Bedienuna

Personen, die das Gerät bedienen, müssen auf Grund ihrer Ausbildung und Kenntnisse eine sichere und sachgerechte Handhabung gewährleisten.

Jeden Anwender in die Handhabung des Gerätes einweisen oder einweisen lassen.

## Gewerblich genutzte Geräte nicht bedienen oder gebrauchen dürfen:

- Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen
- Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen F\u00e4higkeiten
- Kinder

#### Montage und Reparatur

Montage, Neueinstellungen, Änderungen, Erweiterungen und Reparatur von Dürr Dental oder von einer von Dürr Dental dazu autorisierten Stelle ausführen lassen.

## 2.6 Schutz vor elektrischem Strom

- » Bei Arbeiten am Gerät die entsprechenden elektrischen Sicherheitsvorschriften beachten.
- Beschädigte Leitungen und Steckvorrichtungen sofort ersetzen.

## Meldepflicht von schwerwiegenden Vorfällen

Der Anwender bzw. Patient ist verpflichtet, alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender bzw. Patient niedergelassen ist, zu melden.

## 2.8 Nur Originalteile verwenden

- Nur von Dürr Dental benanntes oder freigegebenes Zubehör und optionale Artikel verwenden
- » Nur Original-Verschleißteile und -Ersatzteile verwenden.



Dürr Dental übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung von nicht freigegebenem Zubehör, optionalen Artikeln und anderen als den Original-Verschleißteilen und -Ersatzteilen entstanden sind.

Durch die Verwendung von nicht freigegebenem Zubehör, optionalen Artikeln und anderen als den Original-Verschleißteilen und -Ersatzteilen (z. B. Netzkabel) kann die elektrische Sicherheit und die EMV negativ beeinflusst werden.



## 2.9 Transport

Die Original-Verpackung bietet optimalen Schutz des Gerätes während des Transports. Bei Bedarf kann die Original-Verpackung für das Gerät bei Dürr Dental bestellt werden.



Für Schäden beim Transport wegen mangelhafter Verpackung übernimmt Dürr Dental auch innerhalb der Gewährleistungsfrist keine Haftung.

- > Gerät nur in Original-Verpackung transportieren.
- > Verpackung von Kindern fernhalten.

## 2.10 Entsorgung



Gerät sachgerecht entsorgen. Innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) entsorgen.

› Bei Fragen zur sachgerechten Entsorgung an den dentalen Fachhandel wenden.



Eine Übersicht über die Abfallschlüssel der Dürr Dental Produkte finden Sie im Downloadbereich unter:

www.duerrdental.com
Dokument Nr.: P007100155



## Produktbeschreibung

## 3 Übersicht

## 3.1 Lieferumfang

Folgende Artikel sind im Lieferumfang enthalten (Abweichungen durch länderspezifische Vorschriften und Einfuhrbestimmungen möglich): Primo 230 V, 1~, mit Membran-Trocknungsanlage . . . . . . . . . . . . . . . . 5152-01 Duo 110 V, 1~, mit Membran-Trocknungsanlage . . . . . . . . . . . . . . . . 5252100001 Duo 230 V, 1~, mit Membran-Trocknungsanlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5252-01 Duo 230 V. 1~. mit Membran-Trocknungsanlage . . . . . . . 5252-01/Service Duo 400 V, 3~, mit Membran-Trock-Trio 230 V, 1~, mit Membran-Trock-Trio 230 V, 1~, mit Membran-Trocknungsanlage . . . . . . . . . . . . 5352100001 Quattro 400 V. 3~. mit Membran-Trocknungsanlage . . . . . . . . . . . . 5452-51 Quattro 400 V, 3~, mit Membran-Trocknungsanlage . . . . . . . . . . . . 5452100001 Quattro Tandem 230 V, 3~, mit Membran-Trocknungsanlage . . . . . . . . . . . . . . . 4682-52 Quattro Tandem 400 V, 3~, mit Membran-Trocknungsanlage . . . . . . . . . . . . . . . . 4682-53

- Gewebeschlauch
- Schlauchtülle
- Schlauchschelle
- Kurzinformation
- Geräte-Stammbuch
- Auffangschale

### 3.2 Optionale Artikel

#### 3.3 Verschleiß- und Ersatzteile

Folgende Verschleißteile müssen in regelmäßigen Abständen getauscht werden (siehe auch Wartung), diese Artikel tragen kein CE-Zeichen: Ansaugfilter ... 0832-982-00 Feinfilter ... 1610-121-00 Viren-Bakterienfilter ... 1650100172 Sinterfilter ... 1650-101-00 Koaleszenzfilter ... 1650200323



Zur Konfiguration der benötigten Filter oder Filtersets können Sie auch unseren Filterkonfigurator nutzen unter: www.duerrdental.com/filterkonfigurator



Reparaturarbeiten, die über die übliche Wartung hinausgehen, dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft oder unserem Kundendienst ausgeführt werden.



Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie im Portal für autorisierte Fachhändler unter:

www.duerrdental.net



Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, darf dieses nur durch ein Original-Netzkabel ersetzt werden.



## 4 Technische Daten

### 4.1 Primo

Elektrische Daten		5152	2-01
Nennspannung	V	23	0
Netzfrequenz	Hz	50	60
Nennstrom bei 8 bar (0,8 MPa)	А	4,4	4,3
Motorschutzschalter, empfohlene Einstellung	А	5	4,5
Schutzart		IP 2	24
Netzsicherung *	А	1(	)

<sup>\*</sup> Absicherung LS-Schalter Charakteristik B, C oder D nach EN 60898-1

Allgemeine technische Daten					
Volumen Druckbehälter	I	20	)		
Ansaugleistung, ca.	l/min	105	125		
Fördermenge bei 5 bar (0,5 MPa) *	l/min	61	71		
Aufladezeit 0 - 7,5 bar (0 - 0,75 MPa) ca.	S	155	130		
Einschaltdauer	%	10	0		
Einschaltdruck	bar (MPa)	6 (0	6 (0,6)		
Ausschaltdruck	bar (MPa)	7,8 (0	7,8 (0,78)		
Ausschaltdruck, max. einstellbar	bar (MPa)	9,5 (0	9,5 (0,95)		
Sicherheitsventil, max. zulässiger Betriebsdruck	bar (MPa)	10 (1)			
Drucktaupunkt bei 7 bar (0,7 MPa) **	°C	≤ +	5		
Abmessungen (H x B x T) ***	cm	69 x 49	69 x 49 x 47		
Gewicht	kg	45			
Schalldruckpegel **** ohne Schalldämmung mit Schalldämmung	dB(A) dB(A)	65 49	66 50		

<sup>\*</sup> Fördermenge ohne Membran-Trocknungsanlage, bei +20°C und 1013 mbar (0,1 MPa)

<sup>\*\*\*\*</sup> Schalldruckpegel nach ISO 3744

Filterfeinheit			
Ansaugfilter	μm	3	
Feinfilter	μm	3	
Viren-Bakterienfilter	μm	0,01	
Sinterfilter	μm	35	
Koaleszenzfilter	μm	0,01	

<sup>\*\*</sup> Wert ermittelt bei einer Umgebungstemperatur von +40 °C

<sup>\*\*\*</sup> Werte ohne Zubehör und Anbauteile



Umgebungsbedingungen bei Lagerung und Transport					
Temperatur	°C	-10 bis +55			
Relative Luftfeuchtigkeit	%	max. 95			
Umgebungsbedingungen bei Betrie	eb				
Temperatur	°C	+10 bis +40			
Ideale Temperatur	°C	+10 bis +25			
Relative Luftfeuchtigkeit	%	max. 95			
Vlassifiniamuna					
Klassifizierung					
Medizinprodukt Klasse		lla			



### 4.2 Duo

Elektrische Daten		5252-01 5252-51 5252-01/Service			2-51		
Nennspannung	V	23	230		0 400		00
Netzfrequenz	Hz	50	60	50	60		
Nennstrom bei 8 bar (0,8 MPa)	А	6,3	7,0	3,1	2,5		
Motorschutzschalter, empfohlene Einstellung	А	6,5	7,6	3,1	2,5		
Schutzart		IP	24	ΙP	24		
Netzsicherung *	Α	10		10			
Max. zulässige Netzimpedanz nach EN 61000-3-11 **	Ω	≤ 0,142			-		

<sup>\*</sup> Absicherung LS-Schalter Charakteristik B, C oder D nach EN 60898-1

<sup>\*\*</sup> Netzimpedanz bei 6 Schaltzyklen pro Stunde. Bei mehr Schaltzyklen pro Stunde ist eine geringere Netzimpedanz erforderlich.

Allgemeine technische Daten					
Volumen Druckbehälter	I	20		20	
Ansaugleistung, ca.	l/min	210	255	210	255
Fördermenge bei 5 bar (0,5 MPa) *	l/min	125	145	125	145
Aufladezeit 0 - 7,5 bar (0 - 0,75 MPa) ca.	S	70	60	70	60
Einschaltdauer	%	10	00	100	
Einschaltdruck	bar (MPa)	6 (0,6)		6 (0,6)	
Ausschaltdruck	bar (MPa)	7,8 (0,78)		7,8 (0,78)	
Ausschaltdruck, max. einstellbar	bar (MPa)	9,5 (	0,95)	9,5 (0,95)	
Sicherheitsventil, max. zulässiger Betriebsdruck	bar (MPa)	10	(1)	10	(1)
Drucktaupunkt bei 7 bar (0,7 MPa) **	°C	≤	+5	≤ +5	
Abmessungen (H x B x T) ***	cm	69 x 49 x 47		69 x 49 x 47	
Gewicht	kg	50		50	
Schalldruckpegel **** ohne Schalldämmung mit Schalldämmung	dB(A) dB(A)	66 55	68 58	66 55	68 58

<sup>\*</sup> Fördermenge ohne Membran-Trocknungsanlage, bei +20°C und 1013 mbar (0,1 MPa)

<sup>\*\*\*\*</sup> Schalldruckpegel nach ISO 3744

Filterfeinheit			
Ansaugfilter	μm	3	
Feinfilter	μm	3	
Viren-Bakterienfilter	μm	0,01	

<sup>\*\*</sup> Wert ermittelt bei einer Umgebungstemperatur von +40 °C

<sup>\*\*\*</sup> Werte ohne Zubehör und Anbauteile



Filterfeinheit		
Sinterfilter	μm	35
Koaleszenzfilter	μm	0,01
Umgebungsbedingungen bei Lage	rung und Transport	
Temperatur	°C	-10 bis +55
Relative Luftfeuchtigkeit	%	max. 95
Umgebungsbedingungen bei Betri	eb	
Temperatur	°C	+10 bis +40
Ideale Temperatur	°C	+10 bis +25
Relative Luftfeuchtigkeit	%	max. 95
Klassifizierung		
Medizinprodukt Klasse		lla



## 4.3 Duo

Elektrische Daten	5252100001				
Nennspannung	V	110-115	110-127		
Netzfrequenz	Hz	50	60		
Nennstrom bei 8 bar (0,8 MPa)	А	14,1-14,6	14,2-13,3		
Motorschutzschalter, empfohlene Einstellung	А	17	16		
Schutzart		IP 24			
Netzsicherung *	А	20			

<sup>\*</sup> Absicherung LS-Schalter Charakteristik B, C oder D nach EN 60898-1

Allgemeine technische Daten			
Volumen Druckbehälter	I	20	)
Ansaugleistung, ca.	l/min	210	255
Fördermenge bei 5 bar (0,5 MPa) *	l/min	125	145
Aufladezeit 0 - 7,5 bar (0 - 0,75 MPa) ca.	S	70	60
Einschaltdauer	%	100	0
Einschaltdruck	bar (MPa)	6 (0,	,6)
Ausschaltdruck	bar (MPa)	7,8 (0	,78)
Ausschaltdruck, max. einstellbar	bar (MPa)	9,5 (0	,95)
Sicherheitsventil, max. zulässiger Betriebsdruck	bar (MPa)	10 (	[1)
Drucktaupunkt bei 7 bar (0,7 MPa) **	°C	≤ +	5
Abmessungen (H x B x T) ***	cm	69 x 49	0 x 47
Gewicht	kg	50	)
Schalldruckpegel **** ohne Schalldämmung mit Schalldämmung	dB(A) dB(A)	66 55	68 58

<sup>\*</sup> Fördermenge ohne Membran-Trocknungsanlage, bei +20°C und 1013 mbar (0,1 MPa)

<sup>\*\*\*\*</sup> Schalldruckpegel nach ISO 3744

Filterfeinheit			
Ansaugfilter	μm	3	
Feinfilter	μm	3	
Viren-Bakterienfilter	μm	0,01	
Sinterfilter	μm	35	
Koaleszenzfilter	μm	0,01	

<sup>\*\*</sup> Wert ermittelt bei einer Umgebungstemperatur von +40 °C

<sup>\*\*\*</sup> Werte ohne Zubehör und Anbauteile



Umgebungsbedingungen bei Lagerung und Transport					
Temperatur	°C	-10 bis +55			
Relative Luftfeuchtigkeit	%	max. 95			
Umgebungsbedingungen bei Betrieb					
Temperatur	°C	+10 bis +40			
Ideale Temperatur	°C	+10 bis +25			
Relative Luftfeuchtigkeit	%	max. 95			
Klassifizierung					
Medizinprodukt Klasse		lla			



#### 4.4 Trio

Elektrische Daten		5352-01 5352100001
Nennspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50
Nennstrom bei 8 bar (0,8 MPa)	А	8,6
Motorschutzschalter, empfohlene Einstellung	А	8,6
Schutzart		IP 24
Netzsicherung *	А	10
Max. zulässige Netzimpedanz nach EN 61000-3-11	Ω	≤ 0,078

<sup>\*</sup> Absicherung LS-Schalter Charakteristik B, C oder D nach EN 60898-1

Allgemeine technische Daten		
Volumen Druckbehälter	I	50
Ansaugleistung, ca.	I	315
Fördermenge bei 5 bar (0,5 MPa) *	l/min	181
Aufladezeit 0 - 7,5 bar (0 - 0,75 MPa), ca.	S	140
Einschaltdauer	%	100
Einschaltdruck	bar (MPa)	6 (0,6)
Ausschaltdruck	bar (MPa)	7,8 (0,78)
Ausschaltdruck, max. einstellbar	bar (MPa)	9,5 (0,95)
Sicherheitsventil, max. zulässiger Betriebsdruck	bar (MPa)	10 (1)
Drucktaupunkt bei 7 bar (0,7 MPa) **	°C	≤ +5
Abmessungen (H x B x T) ***	cm	76 x 74 x 52
Gewicht	kg	80
Schalldruckpegel **** ohne Schalldämmung mit Schalldämmung	dB(A) dB(A)	67 54

<sup>\*</sup> Fördermenge ohne Membran-Trocknungsanlage, bei +20°C und 1013 mbar (0,1 MPa)

<sup>\*\*\*\*</sup> Schalldruckpegel nach ISO 3744

Filterfeinheit		
Ansaugfilter	μm	3
Feinfilter	μm	3
Viren-Bakterienfilter	μm	0,01
Sinterfilter	μm	35

<sup>\*\*</sup> Wert ermittelt bei einer Umgebungstemperatur von +40 °C

<sup>\*\*\*</sup> Werte ohne Zubehör und Anbauteile



Filterfeinheit		
Koaleszenzfilter	μm	0,01
Harmahan and a diameter to the	a second Transcored	
Umgebungsbedingungen bei Lageru	ng und Transport	
Temperatur	°C	-10 bis +55
Relative Luftfeuchtigkeit	%	max. 95
Umgebungsbedingungen bei Betrieb		
Temperatur	°C	+10 bis +40
Ideale Temperatur	°C	+10 bis +25
Relative Luftfeuchtigkeit	%	max. 95
Klassifizierung		
Medizinprodukt Klasse		lla



### 4.5 Quattro

Elektrische Daten		5452 545210	~ .
Nennspannung	V	400	0
Netzfrequenz	Hz	50	60
Nennstrom bei 8 bar (0,8 MPa)	А	4,4	4,8
Motorschutzschalter, empfohlene Einstellung	А	5,0	5,0
Schutzart		IP 2	24
Netzsicherung *	А	10	)
Max. zulässige Netzimpedanz nach EN 61000-3-11 **	Ω	≤ 0,2	24

<sup>\*</sup> Absicherung LS-Schalter Charakteristik B, C oder D nach EN 60898-1

<sup>\*\*</sup> Netzimpedanz bei 6 Schaltzyklen pro Stunde. Bei mehr Schaltzyklen pro Stunde ist eine geringere Netzimpedanz erforderlich.

Allgemeine technische Daten					
Volumen Druckbehälter	I	50	)		
Ansaugleistung, ca.	l/min	420	505		
Fördermenge bei 5 bar (0,5 MPa) *	l/min	258	293		
Aufladezeit 0 - 7,5 bar (0 - 0,75 MPa), ca.	S	95	80		
Einschaltdauer	%	10	0		
Einschaltdruck	bar (MPa)	6 (0	,6)		
Ausschaltdruck	bar (MPa)	7,8 (C	),78)		
Ausschaltdruck, max. einstellbar	bar (MPa)	9,5 (0	9,5 (0,95)		
Sicherheitsventil, max. zulässiger Betriebsdruck	bar (MPa)	10	(1)		
Drucktaupunkt bei 7 bar (0,7 MPa) **	°C	≤ +	-5		
Abmessungen (H x B x T) ***	cm	76 x 74	1 x 52		
Gewicht	kg	85	5		
Schalldruckpegel **** ohne Schalldämmung mit Schalldämmung	dB(A) dB(A)	69 54	70 58		

<sup>\*</sup> Fördermenge ohne Membran-Trocknungsanlage, bei +20°C und 1013 mbar (0,1 MPa)

<sup>\*\*\*\*</sup> Schalldruckpegel nach ISO 3744

Filterfeinheit		
Ansaugfilter	μm	3
Feinfilter	μm	3
Viren-Bakterienfilter	μm	0,01

<sup>\*\*</sup> Wert ermittelt bei einer Umgebungstemperatur von +40 °C

<sup>\*\*\*</sup> Werte ohne Zubehör und Anbauteile



Filterfeinheit		
Sinterfilter	μm	35
Koaleszenzfilter	μm	0,01
Umgebungsbedingungen bei Lageru	ng und Transport	
Temperatur	°C	-10 bis +55
Relative Luftfeuchtigkeit	%	max. 95
Umgebungsbedingungen bei Betrieb		
Temperatur	°C	+10 bis +40
Ideale Temperatur	°C	+10 bis +25
Relative Luftfeuchtigkeit	%	max. 95
Klassifizierung		
· ·		lle
Medizinprodukt Klasse		lla



## 4.6 Quattro Tandem

Elektrische Daten		4682	2-52	468	2-53
Nennspannung	V	230 / 3~		400 / 3~	
Netzfrequenz	Hz	50	60	50	60
Nennstrom bei 8 bar (0,8 MPa)	Α	15,2	16,6	8,8	9,6
Motorschutzschalter, empfohlene Einstellung	А	9	9	5	5
Schutzart		IP	24	IΡ	24
Netzsicherung *	Α	2	0	2	.0
Max. zulässige Netzimpedanz nach EN 61000-3-11 **	Ω	≤ 0,445		≤ C	,18

<sup>\*</sup> Absicherung LS-Schalter Charakteristik B, C oder D nach EN 60898-1

<sup>\*\*</sup> Netzimpedanz bei 6 Schaltzyklen pro Stunde. Bei mehr Schaltzyklen pro Stunde ist eine geringere Netzimpedanz erforderlich.

Allgemeine technische Daten					
Volumen Druckbehälter	I	9	00	9	90
Ansaugleistung, ca.	l/min	845	1010	845	1010
Fördermenge bei 5 bar (0,5 MPa) *	l/min	516	586	516	586
Aufladezeit 0 - 7,5 bar (0 - 0,75 MPa), ca.	S	90	80	90	80
Einschaltdauer	%	10	00	10	00
Einschaltdruck	bar (MPa)	6,5 (	0,65)	6,5 (	(0,65)
Ausschaltdruck	bar (MPa)	8,5 (	0,85)	8,5 (	(0,85)
Ausschaltdruck, max. einstellbar	bar (MPa)	9,5 (	0,95)	9,5 (	(0,95)
Sicherheitsventil, max. zulässiger Betriebsdruck	bar (MPa)	10	(1)	10	(1)
Drucktaupunkt bei 7 bar (0,7 MPa) **	°C	≤	+5	≤	+5
Abmessungen (H x B x T) ***	cm	76 x 10	02 x 62	76 x 10	02 x 62
Gewicht	kg	1	70	1	70
Schalldruckpegel ****	dB(A)	72	73	72	73

<sup>\*</sup> Fördermenge ohne Membran-Trocknungsanlage, bei +20°C und 1013 mbar (0,1 MPa)

<sup>\*\*\*\*</sup> Schalldruckpegel nach ISO 3744

Filterfeinheit		
Ansaugfilter	μm	3
Feinfilter	μm	3
Viren-Bakterienfilter	μm	0,01
Sinterfilter	μm	35
Koaleszenzfilter	μm	0,01

<sup>\*\*</sup> Wert ermittelt bei einer Umgebungstemperatur von +40 °C

<sup>\*\*\*</sup> Werte ohne Zubehör und Anbauteile




Umgebungsbedingungen bei Lagerung und Transport					
Temperatur	°C	-10 bis +55			
Relative Luftfeuchtigkeit	%	max. 95			
Umgebungsbedingungen bei Betrieb					
Temperatur	°C	+10 bis +40			
Ideale Temperatur	°C	+10 bis +25			
Relative Luftfeuchtigkeit	%	max. 95			
VI-continue and					
Klassifizierung					
Medizinprodukt Klasse IIa					



### 4.7 Abstand Gummifüße

Abstände der Gummifüße bei verschiedenen Druckbehältervolumen:




	a (cm)	b (cm)
20	23	27
50 I	32,5	45
90 I	32,5	59

## 4.8 Typenschild

#### Gesamtsystem


Das Typenschild des Gesamtsystems befindet sich auf dem Halteblech für das Kompressor-Aggregat.



1 Typenschild Gesamtsystem

#### Kompressor-Aggregat


Das Typenschild des Kompressor-Aggregates befindet sich auf dem Kurbelgehäuse unterhalb des Zylinders.



1 Typenschild Kompressor-Aggregat

#### Membran-Trocknungsanlage

Das Typenschild der Membran-Trocknungsanlage befindet sich seitlich an der Membran-Trocknung.



1 Typenschild Membran-Trocknungsanlage

## 4.9 Konformitätsbewertung


Das Gerät wurde nach den relevanten Richtlinien der europäischen Union einem Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen. Das Gerät entspricht den geforderten grundlegenden Anforderungen.

DE



## 5 Funktion

## 5.1 Duo mit Membran-Trocknungsanlage



- 1 Kompressor-Aggregat
- 2 Ansaugfilter
- 3 Druckbehälter
- 4 Kondensatablasshahn
- 5 Rückschlagventil
- 6 Druckschalter
- 7 Sicherheitsventil
- 8 Manometer / Druckanzeige
- 9 Druck-Entlastungsventil
- 10 Kühler mit Lüfter
- 11 Membran-Trocknungsanlage
- 12 Druckbegrenzungsventil
- 13 Feuchtigkeitsanzeige
- 14 Fein- bzw. Viren-Bakterienfilter
- 15 Spülluftdüse
- 16 Membranfaser
- 17 Sinter- bzw. Koaleszenzfilter
- 18 Wassersammelkammer
- 19 Wasserablassventil

Das Kompressor-Aggregat saugt atmosphärische Luft an und komprimiert diese Luft ölfrei. Es fördert die ölfreie und komprimierte Luft zur Membran-Trocknungsanlage. Der Kühler und der Membrantrockner entziehen der komprimierten Luft die Feuchtigkeit. Die ölfreie, hygienische und trockene Luft wird den Verbrauchern im Druckbehälter bereitgestellt.



## Montage

## 6 Voraussetzungen



Das Gerät darf nicht innerhalb der Patientenumgebung (Radius 1,5 m) aufgestellt oder betrieben werden.

Das Gerät kann entweder auf der Praxisetage oder in einem tiefer gelegenen Geschoss (z. B. Keller) aufgestellt werden.

Aus Gründen der Geräuschemission wird empfohlen, das Gerät in einem Nebenraum aufzustellen.

Die bauseitigen Rohrleitungen müssen mindestens den landesspezifischen Anforderungen für Trinkwasser entsprechen.

Das Druckluftnetz, an das das Gerät angeschlossen wird, muss für den maximalen Druck des Gerätes (10 bar) ausgelegt sein.



Weitere Informationen befinden sich in den separat verfügbaren Planungsinformationen Druckluft.

### 6.1 Aufstellungsraum

Der Aufstellungsraum muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Geschlossener, trockener, gut belüfteter Raum
- Kein zweckgebundener Raum z. B. Heiz- oder Nassraum
- Bei Aufstellung in einem Maschinenraum z. B. Nebenraum oder Kellerraum ist die ISO-TS 22595 zu beachten.




#### **ACHTUNG**

#### Überhitzungsgefahr durch unzureichende Belüftung

Das Gerät erzeugt Wärme. Hitzeschaden und/oder Verkürzung der Lebensdauer des Gerätes möglich.

- Gerät nicht abdecken.
- > Stellen sich w\u00e4hrend des Betriebs des Ger\u00e4ts Umgebungstemperaturen ≥40 °C ein, Ventilator f\u00fcr zus\u00e4tzliche Bel\u00fcftung des Raumes installieren.



## 6.2 Aufstellung

Bei der Aufstellung sollten folgende Bedingungen beachtet werden:



Die Luft wird beim Ansaugen gefiltert. Die Luftzusammensetzung wird dabei nicht geändert. Die angesaugte Luft deshalb frei von Schadstoffen halten (z. B. keine Abgase oder kontaminierte Abluft ansaugen).

- Sauberer, ebener und ausreichend stabiler Untergrund (Gewicht des Gerätes beachten).
- Typenschild leicht ablesbar.
- Gerät für die Bedienung und Wartung leicht zugänglich.
- Steckdose, an die das Gerät angeschlossen wird, gut zugänglich.
- Ausreichenden Abstand zur Wand einhalten (min. 20 cm).
- Druckluftrohr so nahe wie möglich zum Aufstellungsort geführt (Länge des mitgelieferten Schlauches beachten).

## 6.3 Angaben zum Elektroanschluss

- Elektroanschluss an das Versorgungsnetz nach aktuell gültigen Landesvorschriften und Normen zum Errichten von Niederspannungsanlagen in medizinisch genutzten Bereichen ausführen.
- Stromaufnahme der anzuschließenden Geräte beachten.



## 7 Transport



#### WARNUNG


## Explosion des Druckbehälters und der Druckschläuche

- Druckbehälter und Druckschläuche entlüftet lagern und transportieren.
- Gerät während des Transports vor Feuchtigkeit, Schmutz und extremen Temperaturen schützen ("4 Technische Daten").
- Gerät nur mit entleerter Kondensatsammelkammer transportieren ("15 Stilllegung").
- > Gerät senkrecht transportieren.
- Gerät nur an den vorgesehenen Tragegriffen transportieren.
- > Gerät auf Transportschäden überprüfen.


## 8 Montage Quattro Tandem

Aus Gewichtsgründen wird das Gerät nicht komplett montiert geliefert und wird deshalb erst am Einsatzort mit den Kompressor-Aggregaten versehen.

- Tank am geplanten Aufstellungsplatz aufstellen.
- Schwingungsdämpfer in die Motorkonsole schrauben.
- » Kompressor-Aggregate auf die Schwingungsdämpfer setzen.
- » Kompressor-Aggregate mit Zahnscheiben und Muttern befestigen.



- Druckluftverbindungen vom Kompressor-Aggregat zum Kühler einstecken.
- Elektroanschlüsse der Kompressor-Aggregate am Steuerkasten einstecken. Linkes Aggregat auf linken Steckerverbinder und rechtes Aggregat auf rechten Steckverbinder.



- Druckluftverbindung
- 2 Elektroanschluss



## 9 Installation

## 9.1 Transportsicherung entfernen

Das Gerät ist für den sicheren Transport mit Schaumstoffklötzen und Spannband gesichert.


- > Spannband durchschneiden und entfernen.
- > Schaumstoffklötze entfernen.

#### 9.2 Druckluftanschluss herstellen




Der mitgelieferte, flexible Druckschlauch zwischen dem Rohrleitungssystem und dem Kompressor verhindert das Übertragen von Vibrationen und dämpft so Geräusche. Somit ist ein sicherer Betrieb gewährleistet.

- Vormontierten Anschlussstutzen des Druckschlauchs mit der Schnellkupplung verbinden.
- > Benötigte Länge des Druckschlauchs abmessen, ggf. kürzen.
- Passende Schlauchtülle (nicht im Lieferumfang) auf Druckschlauch (Innendurchmesser 10 mm) aufstecken und mit Schlauchschelle sichern.
- Anschlussstutzen des Druckschlauchs mit dem Druckluftrohr verbinden.



### 9.3 Druckminderer

- > Druckminderer in die Schnellkupplung stecken.
- Druckschlauch in die Schnellkupplung am Druckminderer stecken.




## 9.4 Auffangschale unterstellen

Während des Betriebs wird am Gerät laufend Kondensat abgeschieden und automatisch abgelassen. Zur Vermeidung von Wasserschäden durch abgelassenes Kondensat wird dieses in der Auffangschale gesammelt.



Optional kann das Kondensat über einen Schlauch in einen Abfluss geleitet werden. Landesvorschriften für Abwassersysteme beachten.

Auffangschale unter den Kondensatabscheider oder die Membran-Trocknungsanlage stellen (je nach Typ).



#### 9.5 Elektrischer Anschluss

#### Sicherheit beim elektrischen Anschluss



Das Gerät hat keinen Hauptschalter. Deshalb muss das Gerät so aufgestellt werden, dass der Netzstecker gut zugänglich ist und bei Bedarf ausgesteckt werden kann.

- ) Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose anschließen.
- Die Leitungen zum Gerät ohne mechanische Spannung verlegen.



Vor Inbetriebnahme Netzspannung mit der Spannungsangabe auf dem Typenschild vergleichen (siehe auch "4. Technische Daten").

#### Elektrischen Anschluss herstellen



#### **GEFAHR**

#### Stromschlag durch defektes Netzkabel

- Netzkabel dürfen heiße Oberflächen des Gerätes nicht berühren.
- Netzstecker in eine Steckdose mit Schutzleiter einstecken.

## 10 Inbetriebnahme



In verschiedenen Ländern unterliegen Medizinprodukte und elektrische Betriebsmittel wiederkehrenden Prüfungen mit entsprechenden Fristen. Der Betreiber ist hierüber zu unterrichten.

- > Geräte- oder Praxishauptschalter einschalten.
- Elektrische Sicherheitsprüfung nach Landesvorschriften durchführen (z. B. Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten (Medizinprodukte-Betreiberverordnung)) und Ergebnisse entsprechend dokumentieren, z. B. auf dem Technikerbericht.
- Einweisung und Übergabe des Gerätes durchführen und dokumentieren.




Eine Mustervorlage für ein Übergabeprotokoll befindet sich im Anhang.

# 10.1 Motorschutzschalter überprüfen

Bei der Montage des Kompressors muss der Motorschutzschalter überprüft und bei Abweichung eingestellt werden. Dieser wurde im Werk auf die empfohlene Einstellung eingestellt (siehe "4 Technische Daten").

Das Gerät am Druckschalter durch Drehen des Schalters auf Stellung "I" einschalten.




Maximale Stromaufnahme messen (Wert kurz vor Erreichen des Ausschaltdrucks). Weicht der abgelesene Wert von der empfohlenen Einstellung ab, muss der Motorschutzschalter eingestellt werden (siehe "11.2 Motorschutzschalter einstellen").

## 10.2 Ein-/Ausschaltdruck prüfen

Der Ein- und Ausschaltdruck ist werksseitig voreingestellt. Die Einstellung bei der Inbtetriebnahme prüfen.

- Das Gerät am Druckschalter durch Drehen des Schalters auf Stellung "I AUTO" einschalten.
- Ausschaltdruck am Manometer ablesen.
- Luft aus dem Druckbehälter ablassen (z. B. am Kondensatablasshahn), bis das Gerät startet und dann wieder verschließen.
- Druck beim Einschalten des Gerätes ablesen. Weichen die abgelesenen Werte von den werkseitig vorgegebenen Werten ab, den Druckschalter auf die Werkseinstellungen einstellen.



- Ein-/Aus-Schalter
- 2 Manometer

## 10.3 Sicherheitsventil überprüfen

Bei der Inbetriebnahme des Geräts und in regelmäßigen Abständen muss das Sicherheitsventil auf Funktionsfähigkeit überprüft werden.



Das Sicherheitsventil ist werkseitig auf 10 bar (1 MPa) eingestellt, geprüft und gestempelt.



#### **GEFAHR**

## Explosion des Druckbehälters und der Druckschläuche

- > Einstellung des Sicherheitsventils nicht verändern.
- Das Gerät am Druckschalter einschalten und Druckbehälter bis zum Ausschaltdruck füllen.




#### WARNUNG

#### Beschädigung des Sicherheitsventils

Explosion des Druckbehälters und der Druckschläuche durch defektes Sicherheitsventil

- Sicherheitsventil nicht zur Entlüftung des Druckbehälters verwenden.
- Schraube des Sicherheitventils zum Öffnen nach links drehen, bis das Ventil abbläst. Sicherheitsventil nur kurz abblasen lassen.
- Schraube zum Verschließen des Ventils bis zum Anschlag nach rechts drehen. Das Ventil muss jetzt wieder verschlossen sein.






#### 10.4 Kondensat ablassen

Während des Transports kann sich auf Grund von Temperaturveränderungen Kondensat im Druckbehälter bilden. Das Kondensat kann nur aus dem unter Druck stehenden Druckbehälter abgelassen werden.


- Gerät am Druckschalter einschalten und warten bis der Ausschaltdruck erreicht ist.
- Bei maximalem Behälterdruck den Kondensatablasshahn langsam aufdrehen.
- Xondensatablasshahn schließen sobald das komplette Kondensat herausgeblasen wurde.



## 10.5 Fließdruck am Druckminderer einstellen

Der Druckminderer regelt den Fließdruck im System auf den gewünschten Arbeitsdruck. Zum Einstelllen des Fließdrucks muss über einen Verbraucher Luft entnommen werden.

- > Luftverbraucher aktivieren.
- > Drehknopf am Druckminderer anheben.
- > Fließdruck am Drehknopf einstellen. Pfeilrichtung "+" = Fließdruck erhöhen. Pfeilrichtung "-" = Fließdruck senken.
- Drehknopf eindrücken bis dieser einrastet und gegen Verdrehen gesichert ist.



## 11 Einstellmöglichkeiten

#### 11.1 Druckschalter einstellen



#### **WARNUNG**

#### Explosionsgefahr des Druckbehälters

Die in den Kompressoren verwendeten Druckbehälter sind für eine Dauerdruckwechselfestigkeit von 2 bar ausgelegt und bei diesem Lastwechsel dauerhaft einsetzhar.

Dei Lastwechsel >2 bar (max. zulässig 3 bar) sind die in der Betriebsanleitung des Druckbehälters angegebenen maximalen Lastwechselzyklen zu beachten.



#### **GEFAHR**

#### Offene stromführende Teile

Stromschlag durch stromführende Teile

- > Gerät spannungsfrei schalten.
- > Isoliertes Werkzeug verwenden.
- Stromführende Teile nicht berühren.



Der Ausschaltdruck muss mindestens 0,5 bar (0,05 MPa) unter dem Maximaldruck von 10 bar (1 MPa) des Sicherheitsventils liegen. Ansonsten kann das Sicherheitsventil frühzeitig öffnen, der Ausschaltdruck wird vom Kompressor-Aggregat nicht erreicht und läuft somit ständig. Der Maximaldruck ist auf dem angebrachten Manometer mit einem roten Strich gekennzeichnet.


Weichen die abgelesenen Werte von den Werkseinstellungen ab oder werden andere Einstellungen benötigt, kann der Ausschaltdruck des Kompressors an der Einstellschraube am Druckschalter verändert werden. Über die Druckdifferenz Δp kann danach der Einschaltdruck angepasst werden.

- Druckschalterabdeckung abnehmen.
- Ausschaltdruck P an der Einstellschraube einstellen.

In Pfeilrichtung "+" erhöht sich der Ausschaltdruck und in Pfeilrichtung "-" verringert sich der Ausschaltdruck. Die Druckdifferenz  $\Delta p$  wird bei dieser Einstellung ebenso beeinflusst.

Den Einschaltdruck über die Druckdifferenz Δp an der Einstellschraube einstellen. In Pfeilrichtung "+" erhöht sich die Druckdifferenz und in Pfeilrichtung "-" verringert sich diese.


Die maximal zulässige Druckdifferenz darf nicht größer als 3 bar eingestellt werden.



## 11.2 Motorschutzschalter einstellen

### Druckschalter


- > Druckschalterabdeckung abnehmen.
- Motorschutzschalter mit der Einstellschraube auf den gemessenen Wert einstellen (Bereich zwischen min. zulässiger Einstellung und max. zulässiger Einstellung des Motorschutzschalters beachten, siehe "4 Technische Daten").






#### Steuerung

- > Abdeckung der Steuerung abnehmen.
- Motorschutzschalter mit der Einstellschraube auf den gemessenen Wert einstellen (Bereich zwischen min. zulässiger Einstellung und max. zulässiger Einstellung des Motorschutzschalters beachten, siehe "4 Technische Daten").




## 12 Schaltpläne

## 12.1 Ausführung in 1/N/PE AC 110-127 V, 230 V



- X1 Netzanschluss L/N/PE AC 230 V
- Q1 Druckschalter
- M1 Kompressor-Aggregat
- M2 Lüftermotor Membran-Trocknungsanlage
- M3 Lüftermotor Schalldämmung (bei Bedarf)


## 12.2 Ausführung in 3/N/PE AC 400 V



- X1 Netzanschluss 3/N/PE AC 400 V
- Q1 Druckschalter
- M1 Kompressor-Aggregat
- M2 Lüftermotor Membran-Trocknungsanlage
- M3 Lüftermotor Schalldämmung (bei Bedarf)



#### Ausführung in 3/N/PE AC 230 V, Quattro Tandem 12.3



- X1 Netzanschluss 3/N/PE AC 230 V
- Q1 Druckschalter
- Α1 Steuerkasten
- X2 Steckverbindung Kompressor-Aggregat
- Steckverbindung Kompressor-Aggregat ХЗ
- Verteilerleiste X4
- X5 Verteilerleiste
- Q2 Motorschutzschalter
- Q3 Motorschutzschalter
- K1 Verzögerungsrelais
- M1 Kompressor-Aggregat
- M2 Kompressor-Aggregat
- МЗ Lüftermotor Membran-Trocknungsanlage
- M4 Lüftermotor Membran-Trocknungsanlage



## 1

## Gebrauch


## 13 Bedienung



Vor Arbeiten am Gerät oder bei Gefahr spannungsfrei schalten.

### 13.1 Gerät ein-/ausschalten

- Das Gerät am Druckschalter durch Drehen des Schalters auf Stellung "I AUTO" einschalten. Das Kompressor-Aggregat läuft automatisch an und der Druckbehälter wird gefüllt. Beim Erreichen des Ausschaltdrucks schaltet das Kompressor-Aggregat automatisch ab.
- Das Gerät bei Bedarf am Druckschalter durch Drehen des Schalters auf Stellung "0 OFF" ausschalten.



DE



## 14 Wartung



Vor Arbeiten am Gerät oder bei Gefahr spannungsfrei schalten.



#### WARNUNG

#### Infektionsrisiko durch geplatzte Filter

Partikel gelangen ins Druckluftnetz und können dadurch in den Patientenmund eingebracht werden.

> Filter nach Wartungsplan wechseln.

## 14.1 Wartungsplan



#### **ACHTUNG**

#### Geräteschaden durch verstopfte Filter

Dauerläufer durch reduzierte Förderleistung. Geräteschaden durch geplatzte Filter.

> Filter nach Wartungsplan wechseln.

Wartungsintervall	Wartungsarbeiten
in regelmäßigen Abständen	Auffangschale unter Trocknungsanlage leeren (Intervall kann je nach Umge- bungsbedingungen und Arbeitsweise variieren, bei hoher Luftfeuchtigkeit täg- lich).
Jährlich	<ul> <li>Ansaugfilter im Kompressoraggregat wechseln - bei hoher Staubkonzentration halbjährlich.</li> <li>Fein- bzw. Viren-Bakterienfilter wechseln.</li> <li>Sinterfilter wechseln.</li> </ul>
entsprechend Landesrecht	<ul> <li>Sicherheitsventil prüfen.</li> <li>Wiederkehrende sicherheitstechnische Prüfungen (z. B. Druckbehälterprüfung, elektrische Sicherheitsprüfung) entsprechend Landesrecht durchführen.</li> </ul>

### 14.2 Verschleiß- und Ersatzteile

Folgende Verschleißteile müssen in regelmäßigen Abständen getauscht werden:	
Ansaugfilter	0832-982-00
Feinfilter	1610-121-00
Viren-Bakterienfilter	1650100172
Sinterfilter	1650-101-00
Koaleszenzfilter	1650200323



Zur Konfiguration der benötigten Filter oder Filtersets können Sie auch unseren Filterkonfigurator nutzen unter:

www.duerrdental.com/filterkonfigurator



Reparaturarbeiten, die über die übliche Wartung hinausgehen, dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft oder unserem Kundendienst ausgeführt werden.

DE



Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie im Portal für autorisierte Fachhändler unter: www.duerrdental.net

#### 14.3 Filter wechseln



Vor Arbeiten am Gerät oder bei Gefahr spannungsfrei schalten.




#### **ACHTUNG**

Verkürzung der Lebensdauer, schlechte Luftqualität, geringere Fördermenge

> Filter nach Wartungsplan wechseln.

#### Ansaugfilter

- > Schalldämpfer vom Filter abziehen.
- > Filter entnehmen.
- > Neuen Filter einsetzen.
- > Schalldämpfer auf Filter aufstecken.



- Schalldämpfer
- 2 Filter

#### Fein- bzw. Viren-Bakterienfilter

- > Filterabdeckung aufschrauben und abnehmen.
- > Filter entnehmen.
- > Neuen Filter einsetzen.
- > Filterabdeckung aufsetzen und schließen.



#### Sinter- bzw. Koaleszenzfilter

- > Filtergehäuse aufschrauben und abnehmen.
- > Filter entnehmen.
- > Neuen Filter einsetzen.
- > Filtergehäuse aufsetzen und schließen.



## 15 Stilllegung

## 15.1 Gerät stilllegen

Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, empfiehlt es sich, dieses stillzulegen.

Hierzu muss das angefallene Kondensat aus dem Gerät abgelassen werden.

Gerät einschalten und warten bis der Ausschaltdruck erreicht ist.


### Membran-Trocknungsanlage

- » Kondensatablassventil an der Membran-Trocknungsanlage öffnen, solange das Kompressor-Aggregat läuft. Sobald kein Kondensat mehr austritt, Kondensatablassventil schließen.
- ) Gerät ausschalten.



#### Druckbehälter

- » Kondensatablasshahn öffnen. Nachdem der Einschaltdruck erreicht wird, schaltet der Kompressor ein.
- Dei eingeschaltetem Kompressor und bei geöffnetem Kondensatablasshahn warten, bis kein Kondenswasser mehr austritt.
- Gerät aussschalten.
- » Kondensatablasshahn schließen, wenn keine Luft mehr austritt.
- > Gerät spannungsfrei schalten.
- Druckluftanschluss an der Schnellkupplung trennen.



## 15.2 Gerät lagern



#### WARNUNG

## Explosion des Druckbehälters und der Druckschläuche

- Druckbehälter und Druckschläuche entlüftet lagern und transportieren.
- Gerät während der Lagerung vor Feuchtigkeit, Schmutz und extremen Temperaturen schützen (siehe Umgebungsbedingungen).
- > Gerät nur komplett entleert lagern.

## Fehlersuche

## 16 Tipps für Anwender und Techniker



Reparaturarbeiten, die über die übliche Wartung hinausgehen, dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft oder unserem Kundendienst ausgeführt werden.



Vor Arbeiten am Gerät oder bei Gefahr spannungsfrei schalten.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Kompressor läuft nicht an	Netzspannung fehlt. Bei Dreh- strom-Aggregaten: eine Phase fehlt oder ist nicht durchgeschal- tet (brummende Geräuschent- wicklung)	Netzsicherung überprüfen, ggf. Automat wieder einschal- ten. Falls Schmelzsicherung defekt, erneuern. Netzspan- nung überprüfen.
	Unter- oder Überspannung	Netzspannung messen, ggf. Elektriker verständigen.
	Druck-Entlastungsventil defekt, Aggregat läuft gegen Druck an	Überprüfen, ob das Druck- Entlastungsventil nach dem Abschalten des Aggregates abbläst. Druck-Entlastungs- ventil gangbar machen oder austauschen.
	Mechanische Schwergängigkeit eines Aggregates (Kolben sitzt fest); Motorschutz ausgelöst	Gerät spannungsfrei schalten, Lüfterhaube des blockierten Kompressors abnehmen und Lüfterrad drehen. Falls dies nicht möglich ist, Kolben und Zylinder oder komplettes Aggregat tauschen.
Motor brummt	Kondensator am Motor defekt	> Kondensator austauschen.
Kompressor schaltet nicht mehr ab	Kompressor zu klein dimensio- niert, zu hohe Luftentnahme	Luftbedarf ermitteln (pro Behandlungseinheit bis zu 50 l/min), ggf. größeren Kom- pressor einsetzen.
	Leck im Druckleitungsnetz	<ul><li>Leckstelle suchen und abdichten.</li><li>Techniker informieren.</li></ul>
	Membran-Trocknungsanlage defekt	> Prüfen, ob ein hoher Luft- strom am Filtergehäuse der Membran-Trocknungsanlage (unten) besteht, ggf. Memb- ran-Trocknungsanlage aus- tauschen.



Fehler	hler Mögliche Ursache	
Kompressor schaltet von Zeit zu Zeit ein, ohne dass für einen Verbraucher Luft ent- nommen wird	Leck im Druckleitungsnetz	<ul><li>Leckstelle suchen und abdichten.</li><li>Techniker informieren.</li></ul>
Klopfende oder laute Geräusche am Kompressor	Kompressor-Aggregat defekt	Gerät spannungsfrei schalten und Techniker informieren.
Fördermenge fällt ab. Kompressor braucht länger zum Aufladen des Druckbehälters, vgl. Aufladezeiten in "4 Technische Daten"	Ansaugfilter verschmutzt	Ansaugfilter mindestens 1 x jährlich austauschen. Der Ansaugfilter darf keinesfalls gereinigt werden.
	Membran-Trocknungsanlage defekt	<ul><li>Membran-Trocknungsanlage austauschen.</li><li>Techniker informieren.</li></ul>
Aus den Luftverbrauchern tropft Wasser	Membran-Trocknungsanlage defekt	> Techniker informieren.



## 17 Übergabeprotokoll

Dieses Protokoll bestätigt die qualifizierte Übergabe und Einweisung des Medizinproduktes. Dies muss durch einen qualifizierten Medizinprodukte-Berater durchgeführt werden, der Sie in die ordnungsgemäße Handhabung des Medizinproduktes einweist.

Produktname	Bestellnummer	(REF)	Seriennummer (SN)
☐ Sichtprüfung der Verpackung	auf evtl. Beschäc	igungen	
☐ Auspacken des Medizinprodu		auf Beschädigung	gen
☐ Bestätigung der Vollständigke			
☐ Einweisung in die ordnungsge anweisung	emäße Handhabu	ng des Medizinpr	oduktes anhand der Gebrauchs-
Anmerkungen:			
Name der eingewiesenen Perso	n:	Unterschrift:	
Name und Anschrift des Medizi	nprodukte-Berat	ers:	
Datum der Übergabe:		Unterschrift des	s Medizinprodukte-Beraters:



### Hersteller / Manufacturer:

DÜRR DENTAL SE Höpfigheimer Str. 17 74321 Bietigheim-Bissingen Germany

Fon: +49 7142 705-0 www.duerrdental.com info@duerrdental.com

