

PERFORMANCE IN ALLEN KANÄLEN. CHALLENGE ACCEPTED.



Shaping • Cleaning • Obturation

ProTaper Ultimate™

 Dentsply
Sirona

ERWEITERN SIE IHR ENDODONTISCHES POTENTIAL MIT PROTAPER ULTIMATE™

Jeder Wurzelkanal ist einzigartig. Aus diesem Grund wurde das ProTaper Ultimate™-Behandlungskonzept entwickelt, um eine große Bandbreite an Wurzelkanalanatomien aufzubereiten. Dieses ist vielseitig, wird der jeweiligen Kanal Anatomie gerecht und kann bei den meisten Wurzelkanalbehandlungen ein vorhersagbares Ergebnis liefern.

Unbegrenzte Performance bei
den 3 wesentlichen Schritten.....



AUFBEREITUNG

Eine Sequenz, die das gesamte Spektrum aller möglichen anatomischen Kanalsituationen abdeckt und zu einem vorhersagbaren Ergebnis führen kann.



SPÜLUNG

Aktiviert Spülflüssigkeiten verbessern die Tiefenreinigung und Desinfektion und erleichtern somit die 3D Obturation für einen langfristigen Erfolg.



OBTURATION

Mit dem biokeramischen Sealer und maßgeschneiderter Guttapercha wird eine ideale Passform und eine dichte apikale Versiegelung erreicht.



DENTSPLY SIRONA MOTOREN

Jeder Winkel, jede Beschleunigung und jede Geschwindigkeit zählt, um die beste Leistung zu liefern. Unsere Motoren sind optimiert für den ProTaper Ultimate™ Behandlungsablauf.



AUFBEREITUNG

CHALLENGE:

VORHERSAGBARKEIT BEI DEN MEISTEN ANATOMIEN




Die gesamte Bandbreite der Anatomie

- Sequenz aus Slider-Shaper-Finisher zur Abdeckung einer Vielzahl anatomischer Situationen
- Slider – um in den meisten Fällen direkt mit dem Gleitpfad zu beginnen¹
- Shaper – verbesserte Schneidleistung und Dentinabtransport in den koronalen zwei Dritteln des Kanals
- Finisher – hochflexibel im apikalen Drittel für anspruchsvolle Anatomien




Vorhersagbare Ergebnisse

100 % der Anwender sagen, dass ProTaper Ultimate™ eine vorhersagbare Wurzelkanalaufbereitung ermöglicht.¹



Alle Feilen sind auch als Handfeilen erhältlich

Aufbereitungszeit¹



BUILDING ON
MAILLEFER
HERITAGE

1. Basierend auf einer Anwenderbefragung von 2021.
Daten auf Anfrage erhältlich, siehe Kontaktdaten.

SPÜLUNG

CHALLENGE: OPTIMALE DESINFEKTION

SPÜLKANÜLE



Flexibel

Die flexible Spülkanüle ermöglicht eine effiziente Reinigung und Desinfektion bis zum Apex.




Effektiv

Das innovative Design von ProTaper Ultimate™ ist ideal für eine gründliche Desinfektion.


ENDOACTIVATOR®

Mehr geöffnete Dentintubuli

Passive Spülung ist nicht genug. Die Aktivierung von Spülflüssigkeit erzeugt eine Oberfläche mit besser geöffneten Dentinkanälchen. Dadurch wird eine bessere Obturation der lateralen und akzessorischen Kanälen gewährleistet.²



Nicht aktivierte
Dentinoberfläche



Nach
Aktivierung der
Spülflüssigkeit

SmartLite Pro EndoActivator™

COMING
SOON



2. Kanter V, Weldon E, Nair U, et al. Eine quantitative und qualitative Analyse von Ultraschall- und Schall-Aktivierungssystemen im Hinblick auf die Sauberkeit des Kanals und der Obturation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2011;112(6):809-813. doi:10.1016/j.tripleo. 2011.06.002

OBTURATION

CHALLENGE:

IDEALE PASSGENAUIGKEIT IN 100% DER FÄLLE



AH PLUS® BIOKERAMISCHER SEALER



Biokompatibel

Förderung der Gewebshheilung und keine Reizung des Parodontalgewebes, auch nicht bei Kontakt



10 Stunden

vs



4 Stunden

Effizient


schnellere Abbindezeit³

CONFORM FIT® GUTTAPERCHA-SPITZE



Präzision

Schon die erste Spitze passt



Pass-
bereich




Passgenauigkeit mit
Conform Fit®
Guttapercha-Spitzen




Dichter Verschluss

- Variables Taper-Desgin für bessere Passgenauigkeit
- Hohe Passgenauigkeit mit akkuratem Tug-Back⁴
- Verbessertes Fließverhalten bis zu 5 mm über die Wärmequelle hinaus für warme Guttapercha⁴



Pass-
bereich



Abweichung der
Passgenauigkeit
herkömmlicher,
handgerollter
Guttapercha

3. Verglichen mit EndoSequence® BC Sealer™, TotalFill® BC Sealer™, EdgeBioCeramic™ Sealer. Interne Daten.









Weitere Informationen auf Anfrage unter pre@dentsplysirona.com

4. Interne Daten. Auf Anfrage erhältlich, siehe Kontaktdaten.


ProTaper Ultimate™

Produkt-Referenzen









ProTaper Ultimate™ Rotierende Feilen

SX	6 x 19 mm	B ST PULR 619 OSX
		
Slider	3 x 21 mm	B ST PULR 321 OSL
	3 x 25 mm	B ST PULR 325 OSL
	3 x 31 mm	B ST PULR 331 OSL
	6 x 21 mm	B ST PULR 621 OSL
	6 x 25 mm	B ST PULR 625 OSL
	6 x 31 mm	B ST PULR 631 OSL
Shaper	3 x 21 mm	B ST PULR 321 OSH
	3 x 25 mm	B ST PULR 325 OSH
	3 x 31 mm	B ST PULR 331 OSH
	6 x 21 mm	B ST PULR 621 OSH
	6 x 25 mm	B ST PULR 625 OSH
	6 x 31 mm	B ST PULR 631 OSH
F1	3 x 21 mm	B ST PULR 321 OF1
	3 x 25 mm	B ST PULR 325 OF1
	3 x 31 mm	B ST PULR 331 OF1
	6 x 21 mm	B ST PULR 621 OF1
	6 x 25 mm	B ST PULR 625 OF1
	6 x 31 mm	B ST PULR 631 OF1
F2	3 x 21 mm	B ST PULR 321 OF2
	3 x 25 mm	B ST PULR 325 OF2
	3 x 31 mm	B ST PULR 331 OF2
	6 x 21 mm	B ST PULR 621 OF2
	6 x 25 mm	B ST PULR 625 OF2
	6 x 31 mm	B ST PULR 631 OF2
F3	3 x 21 mm	B ST PULR 321 OF3
	3 x 25 mm	B ST PULR 325 OF3
	3 x 31 mm	B ST PULR 331 OF3
	6 x 21 mm	B ST PULR 621 OF3
	6 x 25 mm	B ST PULR 625 OF3
	6 x 31 mm	B ST PULR 631 OF3
FX	6 x 21 mm	B ST PULR 621 OFX
	6 x 25 mm	B ST PULR 625 OFX
	6 x 31 mm	B ST PULR 631 OFX
FXL	6 x 21 mm	B ST PULR 621 FXL
	6 x 25 mm	B ST PULR 625 FXL
	6 x 31 mm	B ST PULR 631 FXL
SORTIMENT		
Slider,	5 x 21 mm	B ST PULR 521 SQE
Shaper,	5 x 25 mm	B ST PULR 525 SQE
F1, F2, F3	5 x 31 mm	B ST PULR 531 SQE


Spülkanüle

	5 Stück	B NS DSIN 522 30G
	40 Stück	B NS DSIN D22 30G


ProTaper Ultimate™ Handfeilen

SX	6 x 19 mm	B ST PULH 619 OSX
		
Slider	6 x 21 mm	B ST PULH 621 OSL
	6 x 25 mm	B ST PULH 625 OSL
	6 x 31 mm	B ST PULH 631 OSL
Shaper	6 x 21 mm	B ST PULH 621 OSH
	6 x 25 mm	B ST PULH 625 OSH
	6 x 31 mm	B ST PULH 631 OSH
F1	6 x 21 mm	B ST PULH 621 OF1
	6 x 25 mm	B ST PULH 625 OF1
	6 x 31 mm	B ST PULH 631 OF1
F2	6 x 21 mm	B ST PULH 621 OF2
	6 x 25 mm	B ST PULH 625 OF2
	6 x 31 mm	B ST PULH 631 OF2
F3	6 x 21 mm	B ST PULH 621 OF3
	6 x 25 mm	B ST PULH 625 OF3
	6 x 31 mm	B ST PULH 631 OF3
FX	6 x 21 mm	B ST PULH 621 OFX
	6 x 25 mm	B ST PULH 625 OFX
	6 x 31 mm	B ST PULH 631 OFX
FXL	6 x 21 mm	B ST PULH 621 FXL
	6 x 25 mm	B ST PULH 625 FXL
	6 x 31 mm	B ST PULH 631 FXL
SORTIMENT		
Slider,	5 x 21 mm	B ST PULH 521 SQE
Shaper,	5 x 25 mm	B ST PULH 525 SQE
F1, F2, F3	5 x 31 mm	B ST PULH 531 SQE






AH Plus® Biokeramischer Sealer

	Starter Kit	B KT AHBS 000 000
	Spritzen Nachfüllpack	B 00 AHBS 100 03G
	Kanülen Nachfüllpack	B 00 AHBS 020 24G






SmartLite Pro EndoActivator™



ProTaper Ultimate™ Papierspitzen

180 Stück		
F1		B ST PULP MPP OF1
F2		B ST PULP MPP OF2
F3		B ST PULP MPP OF3
FX		B ST PULP MPP OFX
FXL		B ST PULP MPP FXL
SORTIMENT		
F1-F3	30x-F1, 90x-F2, 60x-F3	B ST PULP MPP AST

ProTaper Ultimate™ Conform Fit® Guttapercha-Spitzen

60 Stück		
F1		B NS PULG FGP OF1
F2		B NS PULG FGP OF2
F3		B NS PULG FGP OF3
FX		B NS PULG FGP OFX
FXL		B NS PULG FGP FXL
SORTIMENT		
F1-F3	12x-F1, 24x-F2, 24x-F3	B NS PULG FGP AST

ProTaper Ultimate™ Treatment Solution Kit

	B 00 PTUL TSO KIT
	ProTaper Ultimate™ Sequence 25 mm x5
	ProTaper Ultimate™ SX 19 mm x6
	ProTaper Ultimate™ Slider 25 mm x6
	ProTaper Ultimate™ Shaper 25 mm x6
	ProTaper Ultimate™ F1 25 mm x6
	ProTaper Ultimate™ F2 25 mm x6
	ProTaper Ultimate™ Papierspitzen
	ProTaper Ultimate™ Conform Fit® Guttapercha-Spitzen Sortiment
	Irrigation Needle (5 x)

Dentsply Sirona
 Deutschland / Österreich
 Dentsply Sirona Europe GmbH
 Sirona Straße 1, 5071 Wals bei Salzburg, Österreich
 pre@dentsplysirona.com

Schweiz
 Dentsply Sirona Schweiz AG
 Täferweg 1, 5405 Baden-Dättwil, Schweiz
 info.ch@dentsplysirona.com

