

E 441/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Micro-Instrumentarium.



- Die Maschenweite des Bodens beträgt 1,7 mm
- Die Seiten sind geschlossen, stapelbar
- Inneneinteilung mit 6 verstellbaren Stegen für schonende Lagerung
- Dampfsterilisierbar bei 121 °C/134 °C

EAN: 4002513460476 / Materialnummer: 05988240 /

Alte Materialnummer: 69544102D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für MIC-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	60
Außenmaß, Nettobreite in mm	183
Außenmaß, Nettotiefe in mm	284
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	210
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	315
Nettogewicht in kg	0,77
Bruttogewicht in kg	0,92