

# myQuickmat All-round

developed with **STYLE ITALIANO™**

**neu!**  
embrace  
simplicity

## Vorteile

Bombierte Matrizen  
für anatomische  
Restaurationen

Komfortable  
Matrizenpositionierung

Stabiles Spannen der  
Matrizen

Leicht zu spannende  
Matrizen

Hindernisfreies,  
frei zugängliches  
Operationsfeld

## **SPEZIELL VORGESEHEN FÜR FOLGENDE KLINISCHE SITUATIONEN:**

- Fehlende Nachbarzähne
- Fehlende Zahnhöcker
- Zahnisolation für Stumpfaufbau
- MOD-Füllungen

**circumferential  
matrix systems**



**polydentia**  
swiss manufacture 

polydentia.ch



# neu!

# myQuickmat

# All-round

developed with **STYLE ITALIANO™**

embrace  
simplicity

## Testimonial



„Die moderne konservative Zahnmedizin braucht restaurative Lösungen, die unsere Verfahren vereinfachen und gleichzeitig für mehr Präzision und Effizienz sorgen. myQuickmat All-round ist hierfür ein gutes Beispiel. Es ermöglicht ein komfortables und unkompliziertes Vorgehen bei Seitenzahnrestaurationen, wodurch die Anatomie mit natürlichen Konturen und korrekten Kontaktpunkten wiederhergestellt wird.“

Dr. Jordi Manauta,  
Italien



Bilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. Jordi Manauta, Italien



Weitere  
Informationen



API ist das autoklavierbare Platzierungsinstrument, das ein sicheres und müheloses Platzieren von Quickmat All-round ermöglicht. Ergonomisch und einfach in der Handhabung, API ist ein echter All-round Star!

## The Wedge

Interdentalkaile, welche Steifigkeit und Elastizität verbinden und für eine optimale Anpassung der Matrize, selbst in konkaven Zonen sorgen.



myQuickmat All-round ist ein Vollmatrizen-system, mit dem bei Seitenzahnrestaurationen die Anatomie von Zähnen mit fehlenden Strukturen wiederhergestellt werden kann. Die einfach zu handhabenden Quickmat All-round Matrizen ermöglichen Restaurationen mit einer natürlich geformten Anatomie und engen Kontaktoberflächen. Dank API, dem autoklavierbaren Platzierungsinstrument, geht die Positionierung der Quickmat All-round Matrizen mühelos von der Hand und ist stabil. API bietet Stabilität und verhindert ein Verrutschen der Spannschleife beim Spannen der Matrize. Mit dem myQuickmat All-round-Matrizen-system können Sie anspruchsvolle Fälle im Seitenzahnbereich bequem behandeln und in einem hindernisfreien, frei zugänglichen Operationsfeld arbeiten.

## Kit



### myQuickmat All-round introkit - REF 6850

- 2 Stk. API (Autoclavable Placement Instrument for Quickmat All-round)
- 15 Stk. Quickmat All-round Vollmatrizen, Prämolare 0,03 mm/5,5 mm
- 15 Stk. Quickmat All-round Vollmatrizen, Molar 0,03 mm/6,3 mm
- 45 Stk. The Wedge Interdentalkaile – sortiert

## Nachfüllpackungen



REF 6851  
API,  
Autoklavierbares  
Platzierungsinstrument  
für  
Quickmat All-round  
2 Stk.



REF 6855  
Quickmat All-round  
Vollmatrizen  
Prämolare –  
0,03mm/5,5mm  
35 Stk.



REF 6856  
Quickmat All-round  
Vollmatrizen  
Molar –  
0,03mm/6,3mm  
35 Stk.



REF 7011  
The Wedge  
Extrasmall (XS)  
100 Stk.



REF 7012  
The Wedge  
Small (S)  
100 Stk.



REF 7013  
The Wedge  
Medium (M)  
100 Stk.



REF 7015  
The Wedge  
Large (L)  
100 Stk.

