


**KaVo Elektrotechnisches
Werk Leutkirch
Vertriebs GmbH**

**SICHERHEITSDATENBLATT
(gemäß 91/155/EWG)**



020023

1. Stoff-, Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- Handelsname: WACHSLÖSER
- Artikelnummer: 489 3014
- Lieferant: KaVo EWL
Wangener Straße 78
D-88299 Leutkirch/Allgäu
Tel. (0 75 61) 86-0
- Notfallauskunft: Giftnotrufzentrale München
Toxikologische Abt. der II. Med. Klinik
rechts der Isar an der TU München
Ismaningerstr. 22
81675 München,
Tel. (0 89) 1 92 40 (seit 27.11.95)

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chem. Charakterisierung/
Beschreibung: Fettalkoholalkoxylat
- Identifikationsnummern: CAS 68154-97-2

3. Erste-Hilfe-Maßnahmen:

- Nach Hautkontakt: Mit Seife und Wasser abwaschen.
- Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mit fließendem Wasser spülen.

4. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- Geeignete Löschmittel: Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid,
Sand, Wassersprühstrahl

5. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Sand, Sägemehl) aufnehmen. Reste mit Wasser abspülen.

6. Handhabung und Lagerung

- Lagerklasse: 10

7. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

- Handschutz: Handschuhe
- Augenschutz: Schutzbrille
- Allgemeine Schutzmaßnahmen: Berührung mit den Augen vermeiden.

8. Physikalische und chemische Eigenschaften (Werte, Einheiten, Methode)

- Form: flüssig
- Farbe: farblos, schwach gelblich
- Geruch: schwach riechend
- ph-Wert: ca. 7 (10 g / 1 H₂O) / 20 °C
- Zustandsänderung: fest-flüssig - 10 °C DIN/ISO 3016
- Flammpunkt: ca. 200 °C / DIN/ISO 2592
- Dichte: 0,96 g/cm³ / 20° / DIN 51757
- Löslichkeit in Wasser: trüb löslich / 20 °C
- Viskosität: ca. 50 mPa.s / 20 °C / dynamisch / DIN 53015

9. Angaben zur Toxikologie

- Akute orale Toxizität: LD 50 / Ratte / : > 3930 mg/kg / OECD 401
- Reizwirkung an der Haut: Kaninchen / nicht reizend / CESIO
- Reizwirkung an Auge: Kaninchenauge / nicht reizend / CESIO

10. Angaben zur Ökologie (Methoden, Spezies, Werte)

- Biologische Abbaubarkeit: OECD 302 B; ISO 9888; EEC 88/302C / > 80 %
- Abbaubarkeit nach WRMG: > 80 %
(Wasch- u. Reinigungsmittelgesetz)
- Fischtoxizität: LC50 / Leuciscus idus / 1-10 mg / 1.96 h
- Bakterientoxizität: EC50 / > 1000 mg/l / DIN 38412B8 / Pseudomonas Putida
- Allgemeine Hinweise: GSB / 2188 mg O₂/g

11. Hinweise zur Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer Sonderabfallverbrennung zuführen.

12. Angaben zum Transport

- Postversand (nur für D) zulässig
- kein gefährliches Transportgut

13. Vorschriften

- Kennzeichnung: CESIO / EG / GefStoffV: nicht kennzeichnungspflichtig
- Wassergefährdungsklasse (WGk): 2

14. Sonstige Angaben:

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.