

# Technisches Datenblatt

## Firmen-/Stoff- und Zubereitungsbezeichnung

<u>Handelsname:</u>	Orbis Speichelsauger
<u>Artikelnummer:</u>	144601, 170630 - 170633, 141206
<u>Hersteller:</u>	ORBIS° Dental Handelsgesellschaft mbH Schuckertstr. 21 D-48153 Münster Tel.: +49(0)251 / 3226786    Telefax: +49(0) 251 / 7607201
<u>Auskunft:</u>	<a href="mailto:info@orbis-dental.de">info@orbis-dental.de</a>

## Produktbeschreibung

Flexibler Einwegspeichelsauger aus PVC in verschiedenen Farben, mit Metalldraht oder Kupferdrahteinlage.

## Physikalische Eigenschaften

Größe: Ø 6,5 mm, Länge: 12,5 cm

## Dosierung

N/A

## Gefahrenetikett

N/A

## Sicherheitsinformationen

⊗ Nicht wieder verwenden. Eine erneute Verwendung kann eine akute oder chronische Infektion des Patienten hervorrufen.  
Den Bereich sauber halten, an dem die Mittel eingelagert werden. Beim Umgang mit den Mitteln eine ordnungsgemäße Hygieneprozedur einhalten.

## Sicherheitsdatenblatt

N/A

## Bezugsrichtlinie und/ oder Norm

Richtlinie 93/42/EWG und nachfolgende Änderung 2007/47/EG  
Medizinisches Produkt, Klasse II a

## Lagerung

Bei Raumtemperatur in einem trockenen und belüfteten Raum lagern.

# Technisches Datenblatt

## Dauer

Kein Verfalldatum

## Packungen

Packungen mit jeweils 100 Stück.

## Sonstige Angaben

### Produkt nur für den professionellen Gebrauch.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren nach unserem besten Wissen und Gewissen auf aktuell verfügbaren Informationen über die korrekte Handhabung des Produktes unter normalen Bedingungen. Eine andere, in diesem Datenblatt nicht enthaltene Verwendung dieses Produktes zusammen mit anderen Prozessen/Verfahren obliegt der alleinigen Verantwortung des Anwenders. Dieses Dokument stellt keine explizite oder implizite Garantie bezüglich Produktqualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck dar.

Stand: 05.03.2012

