

#whdentalwerk



wh.com



Systemübersicht Adapter

ASSISTINA TWIN & ASSISTINA ONE

Hand- und Winkelstücke

Alle Hand- und Winkelstücke mit ISO-Anschluss

Winkelstücke mit abnehmbaren Köpfen



Adapter REF 02679000

Hand- und Winkelstücke T1 CLASSIC der Firma Sirona Dental Systems



Adapter REF 02691000

FG-Spannsystem (W&H, Sirona Dental Systems)



Adapter REF 02693000

W&H Hand- und Winkelstückaufsatz



Adapter REF 05204600

**Adapter Quick ISO
REF 06422600**



Turbinen

W&H Turbinen, Luftscaler und Luftmotoren mit Roto Quick-System



W&H Adapter REF 02690400

T1, T2, T3 der Firma Sirona Dental Systems



Adapter REF 02692000

Turbinen mit Multiflex-Anschluss der Firma Kaltenbach & Voigt



Adapter REF 04713200

Turbinen mit Borden 2(3)-Loch-Anschluss



Adapter REF 02083500

Turbinen oder Adapter mit Standard 4-Loch-Anschluss (mit oder ohne Licht)



**Adapter Quick RM
REF 06395100**



20571 ADT Rev. 000 / 06.10.2022
Änderung vorbehalten.