

E 473/2

Sieb

mit Deckel, geeignet für diverse Kleinstteile.



- Zum Einhängen
- Mit leichtgängigem Deckelverschluss

EAN: 4002515811962 / Materialnummer: 10623720 / Alte Materialnummer: 69547303D

Produktzugehörigkeit

Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•

Gerätezugehörigkeit

G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•

Produktkategorie

Sonstiger Einsatz	•
-------------------	---

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

Anwendungsbereich

Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	88
Außenmaß, Nettobreite in mm	66
Außenmaß, Nettotiefe in mm	66
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	95
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	110
Nettogewicht in kg	0,10
Bruttogewicht in kg	0,14