

# Sterilisation von Schaumstoff- einsätzen



Die ORBIS Schaumstoffeinsätze sind unsterile Produkte der Klasse 1.

Die Verantwortung der Sterilisation liegt beim Anwender / Praxisbetreiber. Wir können hier lediglich eine Empfehlung aussprechen, die für den Schaum unkritisch ist:

- Durchtränkung mit Isopropanol
- Oder Autoklavieren

Die entsprechenden Sterilisationsparameter sind je nach Sterilisationsart einzuhalten.

Bei der Verpackung der Einsätze ist auf eine möglichst geringe Kontamination des Materials zu achten.

## Bitte beachten Sie:

Unsere Schaumstoffeinsätze sind mit dem Symbol „Nur zum Einmalgebrauch“ gekennzeichnet und nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen!

REF	Bezeichnung
190500	ORBIS Schaumstoffeinsätze für Clean Stand 25St.
190501	ORBIS Schaumstoffeinsätze für Interim Stand 50St.
190504	ORBIS Schaumstoffeinsätze für Twin Bloc 25St.



Mit freundlichen Grüßen

Ihr ORBIS-Dental Team