

E 363

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von diversem Instrumentarium.



- Maschenweite 1 mm
- Ausgestattet mit einem Deckel
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb
- Ohne Aufnahme zur Fixierung der Instrumente

EAN: 4002511116283 / Materialnummer: 03149790 / Alte Materialnummer: 69536301D

| | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Thermodesinfektoren | • |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PWA 8672 | • |
| PWD 8682 | • |
| PWD 8682 CD | • |
| PWD 8692 | • |
| Produktkategorie | |
| Siebschale | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Dental-Instrumentarium | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0-0 |
| Frequenz in Hz | 0-0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00-0,00 |
| Absicherung in A | 0-0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 55 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 150 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 225 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 80 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 165 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 250 |
| Nettogewicht in kg | 0,62 |
| Bruttogewicht in kg | 0,71 |