



Tray-Filterpapier (5**0)

Saugfähiges Tray-Filterpapier In verschiedenen Farben erhältlich

Farbe und Artikelnummer 18 x 28 cm:

grün | 5310 weiss | 5181 blau | 5530 gelb | 5680 rosa | 5750 orange | 5870 violett | 5920 cedro | 5950

Farbe und Artikelnummer 28 x 36 cm:

grün | 5320 weiss | 5185 blau | 5540 gelb | 5690

Verpackung:

250 Stück pro Pack 10 Beutel je Karton (18 x 28 cm) 5 Beutel je Karton (28 x 36 cm)

← Materialstärke

Grammatur min. 53 g/m²

Sterilisation und Haltbarkeit

 $\label{eq:continuous} Dampfsterilisation (134 ^{\circ}\text{C}), Gas-Sterilisation (EO) und Sterilisation durch Gamma-Bestrahlung möglich.$

← Lagerung

Bei Raumtemperatur in einem trockenen und belüfteten Raum lagern. Keiner direkten Sonnenbestrahlung aussetzen.

⇔ Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.



