

Standardisierte Arbeitsanweisung

Allgemeine Reinigung und Desinfektion von Oberflächen

WAS	WANN	WIE	WOMIT	Durchgeführt von	Freigabe von
Dentaleinheit und Infektionsrelevante Flächen	Nach jedem Patienten und vor Arbeitsbeginn	<p>Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sichtbare grobe Verschmutzung entfernen ➤ von minder kontaminiert zu hoch kontaminiert ➤ Lampe, Arztelement ohne Übertragungsinstrumente, Patientenstuhl, Helferinnenelement, Saugschläuche, Speischale 	<p>Clean Wipes</p> <p>MinutenWipes Jumbo (2 Min.)</p> <p>PlastiSept-Wipes eco (5 Min.)</p> <p>MaxiWipes * mit MinutenSpray-classic (2 Min.) oder PlastiSept eco getränkt (5 Min.)</p> <p>CidWipes eco (2 Min.)</p>	Name	Name
Reinigung und Desinfektion aller abwaschbaren Flächen in der Praxis	abends und bei sichtbarer Kontamination	<p>Schutzhandschuhe + Schutzbrille tragen!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erst Wasser, dann Konzentrat einfüllen ➤ Wasser verwenden 	<p>Geeignetes Gefäß</p> <p>Wasser</p> <p>Reinigungs- und Desinfektionskonzentrat</p> <p>DesNet + (0,5%)</p>	Name	Name

Stand: 14.04.2015

* Ansetzen der trockenen Tücher mit 2,5 Ltr. MinutenSpray-classic oder 1,5 Ltr. PlastiSept eco
Chargendokumentation