

nach der Gefahrstoff-Verordnung vom 01. November 1993 (91/155/EWG) versenden wir für gefährliche Stoffe und Zubereitungen EG-Sicherheitsblätter. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um einen Nichtgefahrstoff. Die Bereitstellung dieser Produktdaten erfolgt nicht auf Basis der Richtlinie 91/155/EWG und dient nur zur Information.

Version vom 21.09.2011

ersetzt Version vom: 06.11.2008

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1	Angaben zum Produkt:	Wurzelkanalfüllungsmaterial
	Handelsname:	<b>GuttaFlow<sup>®</sup> 2 /GuttaFlow<sup>®</sup> /GuttaFlow<sup>®</sup> FAST</b>
1.2	Angaben zum Hersteller / Lieferanten	Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG Raiffeisenstr. 30 D-89129 Langenau / Germany Telefon: ++49-7345-805-0 Telefax: ++49-7345-805-201

2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

2.1	Chemische Charakterisierung:	Polydimethylpolymethylhydrogensiloxan Silikonöl Paraffinöl Zirkondioxid Platinkatalysator Guttapercha Bariumsulfat Mikro-Silber
	Chemische Beschreibung:	Keine
2.2	Gefährliche Inhaltsstoffe:	Keine

3. Mögliche Gefahren

3.1	Bezeichnung der Gefahren:	Keine
-----	---------------------------	-------

4. Erste Hilfe-Maßnahmen

4.1	Allgemeine Hinweise:	
4.2	Nach Einatmen:	
4.3	Nach Hautkontakt:	Mit viel Wasser und Seife waschen
4.4	Nach Augenkontakt:	Mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren
4.5	Nach Verschlucken:	Arzt sofort konsultieren
4.6	Hinweise für den Arzt:	

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1	Geeignete Löschmittel:	CO <sub>2</sub> , Wasser
5.2	Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:	Keine
5.3	Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:	Keine
5.4	Besondere Schutzausrüstung:	Keine
5.5	Zusätzliche Hinweise:	Keine

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1	Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	Keine
6.2	Umweltschutzmaßnahmen:	Keine negativen ökologischen Effekte bekannt
6.3	Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:	Mechanisch aufnehmen
6.4	Zusätzliche Hinweise:	Keine

## 7. Handhabung und Lagerung

7.1	Handhabung:	Nur für den Einsatz im dentalmedizinischen Bereich bestimmt.
7.2	Lagerung:	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Kühl lagern. Nicht mit Lebensmitteln lagern.

## 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1	Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:	Keine
8.2	Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:	Enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.
8.3	Persönliche Schutzausrüstung:	Normale hygienische Maßnahmen

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1	Form:	Paste
	Farbe:	Dunkelrosa / Orange
	Geruch:	Geruchlos
9.2	Entzündlichkeit:	Nicht anwendbar
9.3	Schmelztemperatur:	Nicht anwendbar
9.4	Selbstentzündlichkeit:	Nicht anwendbar
9.5	Explosionsgefahr:	Nicht anwendbar
9.6	Explosionsgrenzen:	Nicht anwendbar
9.7	Dichte bei T = 20 °C.:	1,80 g/m <sup>3</sup>
9.8	Löslichkeit im Wasser bei T = 20 °C.:	Teilweise löslich in Toluol oder Petrolether
9.9	pH-Wert:	Neutral
9.10	Viskosität:	Ca. 30 Pas
9.11	Flammpunkt:	Nicht anwendbar
9.12	Thermische Zersetzung:	Nicht anwendbar
9.13	Weitere Angaben:	Keine

## 10. Stabilität und Reaktivität

10.1	Zu vermeidende Bedingungen:	Geringe Wasserstoffentwicklung mit Säuren, Laugen, Alkoholen, pulverförmigen Metallen und Metalloxiden.
10.2	Zu vermeidende Stoffe:	
10.3	Gefährliche Zersetzungsprodukte:	
10.4	Weitere Angaben:	Keine

## 11. Toxikologieangaben

11.1	Akute Toxizität:	Für das Gesamtprodukt sind keine toxikologischen Eigenschaften bekannt.
11.2	Subakute/chronische Toxizität:	s.o.

## 12. Angaben zur Ökologie

12.1	Angaben zur Elimination:	
12.2	Verhalten in Umweltkompartimenten:	
12.3	Ökotoxische Wirkungen:	Keine
12.4	Weitere ökologische Hinweise:	Verursacht nach bisherigen Erfahrungen keine Schäden.

## 13. Entsorgungshinweis

13.1	Produkt:	Kann unter Beachtung der örtlichen Vorschriften in geeigneter Anlage verbrannt werden.
13.2	Verpackung:	Zuleitung an Wertstoffsammelstellen unter Beachtung von lokalen und regionalen Vorschriften.

## 14. Transportvorschriften

	Gefahrgut:	Kein Gefahrgut nach den Vorschriften. Vor Nässe schützen. Getrennt halten von Nahrungs-, Genußmitteln, Säuren und Laugen.
--	------------	---

## 15. Vorschriften

15.1	Kennzeichnung:	Keine Kennzeichnung erforderlich
15.2	nationale Vorschriften:	Keine

## 16. sonstige Angaben

		Keine
--	--	-------

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherungen im Rechtssinne dar.  
Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.